

Western 及 IP 细胞裂解液

摘要

温和裂解细胞提取总蛋白质,主要用于 Western,免疫沉淀,免疫共沉淀等。对于普通的 Western、IP 或 co-IP, 我们推荐使用本裂解液,

产品介绍

温和裂解细胞提取总蛋白质,主要用于 Western,免疫沉淀,免疫共沉淀等。对于普通的 Western、IP 或 co-IP, 我们推荐使用本裂解液, 主要由 Tris 、NaCl、Triton X-100 组成。含有一支 1.5ml PMSF。用本裂解液得到的蛋白样品, 可以用 BCA 蛋白定量

试剂盒测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂，不能用 Bradford 法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。