

## RIPA 裂解液(强,无抑制剂)

### 摘要

裂解细胞提取总蛋白质,主要用于 Western, 免疫沉淀。

### 产品介绍

裂解细胞提取总蛋白质,主要用于 Western, 免疫沉淀。主要由 NP-40、脱氧胆酸钠、磷酸钠、SDS、EDTA 等。用本裂解液得到的蛋白样品, 可以用 BCA 蛋白定量试剂盒测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂, 不能用 Bradford 法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。