

## MS 无机微量元素母液(200×)

### 摘要

主要用于配制 MS 培养基，植物组织培养

### 产品介绍

主要用于配制 MS 培养基，植物组织培养无菌溶液。由碘化钾、硼酸、硫酸锌等组成，还含有少量钴离子、铜离子等每 100ml 溶液可制备 20000ml 培养基，配制好的 1× 工作液其碘化钾浓度为 0.83mg/L、硼酸浓度为 6.2mg/L、硫酸锌浓度为 19.6mg/L