

植物纤维素染色液(氯碘化锌法)

摘要

主要用于新鲜组织切片以及经乙醇、FAA 固定液固定、冰冻干燥的组织切片等样本的纤维素细胞壁染色，也可用于角质。栓质化细胞壁的染色观察。

产品介绍

主要用于新鲜组织切片以及经乙醇、FAA 固定液固定、冰冻干燥的组织切片等样本的纤维素细胞壁染色，也可用于角质。栓质化细胞壁的染色观察。利用氯碘化锌反应，染色后纤维素呈蓝色，木质素、角质及软木脂呈橙黄色，