

100bp DNA Ladder I 说明书

中文名称：100bp DNA Ladder I

英文名称：100bp DNA Ladder I； DL100

级别：BR

规格：100 次/500ul/支

分子量范围：100~1500

参考片段：100、200、300、400、500、600、700、800、900、

1000、1500

使用方法：直接上样电泳

效果：每条带的量为 75ng

性状(以下信息仅供参考)：液体。含一支 1ml 的 6×DNA Loading Buffer

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于凝胶电泳中双链线状 DNA 分子量大小的参照

保存：2~8° C 保存，长期请存放于-20° C