

DNA Marker I 说明书

中文名称：DNA Marker I

英文名称：DNA Marker I; Marker I DNA Leader

级别：BR

规格：100 次/500ul/支

分子量范围：100~600

参考片段：100、200、300、400、500、600bp

使用方法：直接上样电泳

效果：每条带的量为 75ng

性状(以下信息仅供参考)：蓝色液体。随货配 0.5 毫升缓冲液

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于凝胶电泳中双链线状 DNA 分子量大小的参照

保存：2~8° C 保存，长期请存放于-20° C