

D2000 DNA Leader 说明书

中文名称：D2000 DNA Leader

英文名称：D2000 DNA Leader

级别：即用型

规格：100 次/500ul/支

分子量范围：100~2000

参考片段：100、250、500、750、1000、2000

使用方法：直接上样电泳

效果：其中 750bp 条带浓度约为 100ng，其余条带浓度大约 50ng

储存液成份：10mM Tris-HCl (PH8.4)；10mM EDTA；0.02%溴酚蓝；
5%甘油

性状(以下信息仅供参考)：液体。由 6 条带状双链 DNA 条带组成，
为即用型产品，已含有 1Xloading buffer,可根据实验需要，直接取
5UI 电泳，使用方便，电泳图像清晰

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适用
于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析

保存：2~8° C 保存，长期请存放于-20° C