

## D2000 DNA Leader 说明书

中文名称：D2000 DNA Leader

英文名称：D2000 DNA Leader

级别：即用型

规格：50 次/250ul/支

分子量范围：100～2000

参考片段：100、250、500、750、1000、2000

**使用方法：**直接上样电泳

**效果：**其中 750bp 条带浓度约为 100ng，其余条带浓度大约 50ng

**储存液成份：**10mM Tris-HCl (PH8.4)；10mM EDTA；0.02%溴酚蓝；  
5%甘油

**性状(以下信息仅供参考)：**液体。由 6 条带状双链 DNA 条带组成，  
为即用型产品，已含有 1Xloading buffer,可根据实验需要，直接取  
5UI 电泳，使用方便，电泳图像清晰

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适用  
于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析

**保存：**2~8° C 保存，长期请存放于-20° C