

考马斯亮蓝快速染色液

摘要

SDS-PAGE 或非变性

PAGE 等蛋白电泳胶的快速、高灵敏染色,或 Western 转膜后 PAGE 胶上残余蛋白的检测,同时进行凝胶固定和染色,而且不需要脱色液。

产品介绍

SDS-PAGE 或非变性 PAGE 等蛋白电泳胶的快速、高灵敏染色,或 Western 转膜后 PAGE 胶上残余蛋白的检测,同时进行凝胶固定和染色,而且不需要脱色液。主要由 G250、弱酸、去离子水等组成,无需固定,无需脱色

液。