

NP-40 裂解液

摘要

温和裂解细胞提取总蛋白质,主要用于 Western,免疫沉淀,免疫共沉淀等

产品介绍

温和裂解细胞提取总蛋白质,主要用于 Western,免疫沉淀,免疫共沉淀等主要由 NP-40、氯化钠、Tris 组成,NP-40 为最常用的去垢剂之一。含有一支 1.5ml PMSF。用本裂解液得到的蛋白样品,可以用 BCA 蛋白定量试剂盒测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂,不能用 Bradford 法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。