

## RIPA 裂解液(弱)

### 摘要

温和裂解细胞,裂解细胞提取总蛋白质,主要用于放射免疫沉淀等

### 产品介绍

温和裂解细胞,裂解细胞提取总蛋白质,主要用于放射免疫沉淀等主要由 NP-40、脱氧胆酸钠、磷酸钠、SDS、EDTA、蛋白酶抑制剂等。含有一支 1.5ml PMSF。用本裂解液得到的蛋白样品,可以用 BCA 蛋白定量试剂盒测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂,不能用 Bradford 法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。