

SDS 裂解液

摘要

裂解细胞提取总蛋白质,主要用于 Western,ChIP。

产品介绍

裂解细胞提取总蛋白质,主要用于 Western,ChIP。主要由 Tris、氯化钠、SDS、蛋白酶抑制剂等。含有一支 1.5ml PMSF。用本裂解液得到的蛋白样品,可以用 BCA 蛋白定量试剂盒测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂,不能用 Bradford 法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。