

## DEAE-葡聚糖溶液(10mg/ml)

### 摘要

转染 DNA 到细胞中

### 产品介绍

DEAE-葡聚糖溶液(10mg/ml)

### 产品简介:

将 DNA 导入细胞的方法很多，采用 DEAE-葡聚糖转染法主要优点是相对简单、快速、同次试验内和不同次实验间的重复性较好，该法尤其适用于瞬时转染。DEAE-葡聚糖溶液(10mg/ml)采用特殊溶剂溶解，经过滤除菌，临用前 37℃ 保温并充分混匀。