

## **ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)**

### **摘要**

去除细胞悬液中的红细胞,属于溶解红细胞方法的一种

### **产品介绍**

去除细胞悬液中的红细胞,属于溶解红细胞方法的一种无菌溶液。注意无菌操作,经过滤除菌处理。

**ACK Lysis Buffer** 经过优化配方,在裂解无核红细胞的同时几乎不损伤淋巴细胞(Lymphocyte)或其它有细胞核的细胞;对于裂解、去除有细胞核红细胞,例如鸟或禽

类的红细胞，效果不佳，裂解类似细胞时，不建议采用。本裂解液经过滤除菌，经过 ACK Lysis Buffer 处理过的血液或组织细胞样品可以用于后续的细胞培养、细胞融合以及核酸或蛋白的提取及各种常规的分析 and 检测。