

红细胞洗涤液(pH7.2)

摘要

裂解红细胞之前,清洗红细胞,用 PBS 清洗效果较好。

产品介绍

在生物科研领域，经常需要去除红细胞。去除红细胞的方法有 ACK Lysis Buffer、Tris-氯化铵红细胞裂解液、Gey's Lysis Buffer 等，在裂解红细胞之前，可以采用 PBS 清洗红细胞效果较好，以便充分清洗细胞。

本试剂为无菌溶液，主要由磷酸盐、氯化钠、氯化钾等组成。