

Tris-氯化铵红细胞裂解液

摘要

Tris-NH₄Cl 法溶解红细胞,去除细胞悬液中的红细胞

产品介绍

Tris-NH₄Cl Lysis Buffer

经过优化配方,在裂解无核红细胞的同时几乎不损伤淋巴细胞(Lymphocyte)或其它有细胞核的细胞。本裂解液经过滤除菌,经过 Tris-NH₄Cl Lysis Buffer 处理过的血液或组织细胞样品可以用于后续的细胞培养、细胞融合以及核酸或蛋白的提取及各种常规

的分析和检测，pH 值为 7.2。