

TB 培养基粉剂(Terrific Broth)

摘要

质粒制备、蛋白质表达

产品介绍

质粒制备、蛋白质表达主要由胰蛋白胨和酵母提取物、磷酸盐组成。如要求无菌,可高压灭菌 15~20min。Terrific 肉汤又称 TB 培养基,可用于多种细菌培养,是分子生物学常规试剂。TB 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐、琼脂粉等组成,其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高,充分溶于无菌水,加热并制成固体平板。如果严格要求无

菌，经 15psi 高压灭菌 20min。