

YT 培养基粉剂(2×)

摘要

繁殖 M13 噬菌体

产品介绍

繁殖 M13 噬菌体主要由酵母提取物、蛋白胨、氯化钠等组成,其中酵母提取物、蛋白胨浓度均高于平普通 LB 培养基。如要求无菌,可高压灭菌 15~20min。YT 培养基可用于多种细菌培养。YT 培养基粉剂(2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成,其浓度比常规 LB 培养基高,溶于无菌水即可使用。如果严格要求无菌,应经 15psi 高压灭菌 20min。