

SB 培养基粉剂(Super Broth)

摘要

质粒制备和蛋白质表达

产品介绍

质粒制备和蛋白质表达主要由高浓度胰蛋白胍和酵母提取物、氯化钠等组成。如要求无菌,可高压灭菌 15~20min。Super Broth 培养基是简称 SB 培养基, 可以用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。 Super Broth 培养基粉剂主要由胰蛋白胍、酵母提取物、氯化钠组成, 其酵母提取物浓度比常规 LB 培养基高 2 倍, 溶于无菌水即可使用。如果严格要求无菌, 应高压灭菌

20min。