

## SOB 培养基粉剂

### 摘要

复苏电转化或化学转化的感受态细胞,提高转化效率

### 产品介绍

复苏电转化或化学转化的感受态细胞,提高转化效率主要由高浓度胰蛋白胨、酵母提取物、低浓度氯化钠、氯化钾等组成。如要求无菌,可高压灭菌 15~20min。SOB 培养基可以用于各种细菌培养,是分子生物学常规试剂。SOB 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁等组成,其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养

基高 1 倍，溶于无菌水即可使用。如果严格要求无菌，应高压灭菌 20min。