

A Media Supplement(50×)

摘要

A 培养基添加剂,是由氨基蝶呤,适用于杂交瘤选择和细胞培养。

产品介绍

A 培养基添加剂,是由氨基蝶呤,适用于杂交瘤选择和细胞培养。无菌溶液,主要由氨基蝶呤组成。10ml 可制备 500mL 培养基。

在动物体内活细胞能直接从血液或周围组织获得所需要的营养。细胞培养基主要由无机盐、糖

(能量来源)、维生素、氨基酸等组成体。普遍使用的培养基添加剂如胎牛血清、次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷混合物(HT)、BSA 等。

A Media Supplement(50×)即 A 培养基添加剂，由氨基蝶呤组成，适用于杂交瘤选择和细胞培养。该试剂经无菌处理，稀释至 1×使用。10ml 溶液可制备 500ml 培养基，其工作浓度为 0.4 μM 氨基蝶呤(A)。