

麦芽糖溶液(Maltose,20%)

摘要

λ 噬菌体溶液

产品介绍

λ 噬菌体溶液无菌溶液。经过滤除菌处理。

麦芽糖是编码

λ 噬菌体受体的基因(LamB)的诱导物，培养用于铺制 λ 噬菌体平板或液体

的细菌时，常在培养基中加入一定比例的麦芽糖。麦芽糖溶液(Maltose,20%)经过滤除菌，其工作浓度一般为 0.2%，即稀释 100 倍后使用。该溶液常与硫酸镁配合使用，后者的工作浓度为 10mM

。