

SOC 培养基粉剂

摘要

转化的热激处理后恢复培养

产品介绍

转化的热激处理后恢复培养在 SOB 培养基中添加葡萄糖,粉剂溶解于水后,如要求无菌,应过滤除菌。

SOC 培养基可以用于各种细菌培养,是分子生物学常规试剂。SOC 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁、葡萄糖组成,其胰蛋白胨浓

度比常规 LB 培养基高 1 倍，溶于无菌水即可使用。如果严格要求无菌，应 0.22um 过滤除菌。