

NDF 培养基

摘要

NDF 培养基常与 DF 培养基、ADF 培养基联合使用，用于分析细菌含氮与不含氮以及含 ACC 的培养效果，菌株置于 NDF 培养基中的生长要好于 DF 培养基，说明该菌株能够以铵离子为唯一氮源进行生长。

产品介绍

NDF 培养基常与 DF 培养基、ADF 培养基联合使用，用于分析细菌含氮与不含氮以及含 ACC 的培养效果，菌株置于 NDF 培养基中的生长要好于 DF 培养基，说明该菌株能够以铵离子为唯一氮源进行生长。无菌溶

液。主要由磷酸盐、葡萄糖、葡萄糖酸、柠檬酸等组成，并含有众多微量元素如锰、铜、铁、锌等金属离子等，经无菌处理，该试剂含铵离子作为氮的来源，不含ACC(又称 1-氨基羧酰-1-环丙烷羧酸)。