

## PDA 培养基

### 摘要

多用于食用菌菌种的分离培养

### 产品介绍

多用于食用菌菌种的分离培养无菌溶液。主要由 20%马铃薯、葡萄糖等组成，经 15psi 高压灭菌 30min，不含琼脂。

PDA 培养基主要由 20%马铃薯、2%葡萄糖等组成，经 15psi 高压灭菌 30min，不含琼脂，多用于食用菌菌种的培养。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。