

D-Hanks 平衡盐粉剂(1×,无酚红)

摘要

又称 CMF-HBSS 或 D-Hanks' Balanced Salt Solution,为不含钙镁的 Hanks 平衡盐溶液,常用于悬浮、清洗细胞。

产品介绍

又称 CMF-HBSS 或 D-Hanks' Balanced Salt Solution,为不含钙镁的 Hanks 平衡盐溶液,常用于悬浮、清洗细胞。主要由氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、碳酸氢钠、氯化钠等组成。该粉剂溶解于水,如需无菌溶液,应过滤除菌,不可高压灭菌,并密闭保存。

产品简介:

平衡盐溶液

(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。主要由无机离子组成，有时含有碳酸氢钠、葡萄糖、酚红等，如果有必要还可以加入 HEPES 以维持渗透压的平衡。BBS 配方常有改动，Hank's BBS 有不含钙镁或酚红的，也有含钙镁含酚红的等，Dulbecco's PBS 有不含钙镁或含钙镁的等。HBSS、EBSS、PBS 等都是与较弱的磷酸盐缓冲液相关的盐溶液。常见的平衡盐溶液有 Eargle's 液、Hank's 液、磷酸盐缓冲溶液(PBS)等。

D-Hanks 平衡盐溶液是很常用的磷酸盐缓冲溶液之一，又称 CMF-Hanks' Balanced Salt

Solution、CMF-HBSS 溶液或 D-Hanks' BSS, 主要由氯化钠、氯化钾、磷酸盐、碳酸氢钠、葡萄糖等组成, 不含 Ca

2+

、

Mg

2+、

酚红,

pH 值一般为 7.2~7.4。使用时, 取粉末充分溶解于水即可使用, 如要求无菌, 应过滤除菌, 不可高压灭菌。