

## PEG4000 溶液(50%,无菌)

### 摘要

聚乙 二醇诱导细胞融合，可用作融合剂,以获得生产单克隆抗体的杂交瘤细胞,诱导细胞杂交

### 产品介绍

聚乙 二醇诱导细胞融合，可用作融合剂,以获得生产单克隆抗体的杂交瘤细胞,诱导细胞杂交无菌溶液,由 DPBS(pH7.4)和 PEG4000 或称聚乙 二醇 4000 组成,经无菌处理。体外培养的单层贴壁细胞或悬浮细胞均可以做融合，但成功概率较大的是单层贴壁细胞。