

改良 Weigert 弹力纤维染色液

摘要

弹力纤维染色弹力纤维呈蓝黑色至紫黑色,胶原纤维呈红色,肌纤维呈黄色。

产品介绍

改良 Weigert 弹力纤维染色液染色原理在于间苯二酚品红与铁离子形成 Lake 复合物,其游离的氨基与弹力纤维内的氢键牢固结合呈黑色。较常规 Weigert 间苯二酚品红弹力纤维染色多了氧化和漂白过程,适用于显示各种弹力纤维,比传统的 Weigert 间苯二酚品红法更清晰、不易脱色、保存时间长。