

Perenyi's 脱钙液

摘要

温和脱钙液，组织脱钙,尤其适用于免疫组化

产品介绍

温和脱钙液，组织脱钙,尤其适用于免疫组化固定后对细胞核和细胞浆细微结构着色好。

产品简介:

在组织切片过程中，一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切出完整的切片。对含钙组织

建议固定之后，再进行脱钙或二者同时进行。然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸

(EDTA)以及电解法脱钙。

Perenyi's 脱钙液是一种相对较好的温和脱钙剂，固定后对细胞核和细胞浆细微结构着色好，脱钙后无需碱性溶液中和及冲洗。但脱钙速度较慢，不能用化学方法确定脱钙终点。