

甲酸水溶液(10%)

摘要

中速脱钙液

产品介绍

中速脱钙液对组织损伤轻微

产品简介：

在组织切片过程中，一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切出完整的切片。对含钙组织建议固定之后，再进行脱钙或二者同时进行。然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。

10%甲酸水溶液是可用于脱钙，但是该法脱钙速度太慢，不适合密皮质骨的脱钙，不适合常规标本脱钙使用，脱钙后需要硫酸钠溶液进行碱处理。