

## 常规甘油封片剂

### 摘要

又称缓冲甘油封片剂,是最常用的荧光染色封片试剂。封片后可以-20 度或 4 度保存,过夜后荧光强度减弱 25%,一周后大约减弱 50-60%。

### 产品介绍

又称缓冲甘油封片剂,是最常用的荧光染色封片试剂。封片后可以-20 度或 4 度保存,过夜后荧光强度减弱 25%,一周后大约减弱 50-60%。主要由甘油、碳酸盐等组成。可以有效延长组织切片的观察和保存时间。