

## 冰冻切片快速抗原修复液(5×)

### 摘要

适合用于冰冻切片的快速抗原修复液,只需室温孵育 5 分钟即可完成对冰冻切片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

### 产品介绍

适合用于冰冻切片的快速抗原修复液,只需室温孵育 5 分钟即可完成对冰冻切片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。本抗原修复液含有了广泛使用的 SDS 等抗原修复试剂等,pH 值约为 7.4,可以快速有效地去除醛类固定试剂导致

的蛋白之间的交联