

支原体染色液(Dienes 染色液)

摘要

用于支原体的培养鉴定试验，支原体菌落被染成蓝色，L型细菌菌落在短时间内能染上蓝色，但经 15~30min 后，由于细菌的新陈代谢作用把美蓝还原成无色，而支原体则长时间保持其染色

产品介绍

用于支原体的培养鉴定试验，支原体菌落被染成蓝色，L型细菌菌落在短时间内能染上蓝色，但经 15~30min 后，由于细菌的新陈代谢作用把美蓝还原成无色，而支原体则长时间保持其染色由美兰、天青、苯甲酸、

麦芽糖等组成