

糖原 PAS 染色液(培养细胞专用)

摘要

经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质,特别适用于细胞、极其薄的切片。

产品介绍

经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质,特别适用于细胞、极其薄的切片。细胞的糖原染色中公司推荐采用该染色液,是经典糖原染色法,高碘酸和 schiff 试剂应低温保存。染色结果为: PAS 反应阳性物质(糖原或多糖)均呈红色或紫红色; 细胞核呈蓝色。

糖原 PAS 染色液(培养细胞专用)专门用于培

养细胞的染色，是采用特有配方技术，大大增强了染色效果；性能稳定，特异性强；操作简捷，仅需 1h；过碘酸、苏木素浓度更低，更适用于细胞、超薄组织切片染色；无盐酸乙醇分化步骤。该试剂适用于科研领域，不适用于临床诊断。