

## 氯霉素快速检测盒（荧光层析）

- 品 牌：** 酶联生物
- 规 格：** 10 份次/盒
- 用 途：** 适用于组织（禽类、家畜类、水产类）中氯霉素残留的定量检测。
- 有效期：** 12 个月

### 产品详细介绍

#### 【简介】

检测卡采用免疫层析法，在试纸条 T 线上包被氯霉素抗原，并将氯霉素单克隆抗体标记在信号稳定的荧光微球上即为 Flu-Ab 复合物。检测时将样本与荧光液（含 Flu-Ab 复合物）混合后加入至试纸条层析。层析过程中，样本中的 CAP 与 T 线包被的 CAP-BSA 竞争结合 Flu-Ab 复合物。当样本中所含 CAP 越多，T 线上检测的 Flu 信号越弱。本试剂适用于动物组织中氯霉素的含量测定。