

槐角苷说明书

【中文名称】 槐角苷

【别名】 槐属甙

【英文名称】 Sophoricoside

【CAS】 152-95-4

【分子式】 C₂₁H₂₀O₁₀

【分子量】 432.38

【溶解度】 甲醇

【性状】 类白色结晶粉末

【规格】 98%， 99% by HPLC

【包装】 10mg,20mg,50mg,100mg,1g,100g.....或根据客户要求提供相应包装

【干燥失重】 $\leq 0.2\%$

【贮存】 密封避光保存， 2-8℃。

【用途】 本品仅用于实验室科研含量测定。

【检测条件】 甲醇-乙腈-0.07%磷酸溶液(12: 20: 68) 检测波长： 260nm(仅供参考)



【注意事项】 本品应在低温干燥保存，特殊产品要在氮气下保存，长时间保存不当含量会有所降低。

【有效期】 2年