

## 利 福平溶液(Rif ampicin,50mg/ml)

### 摘要

强烈抑制哺乳动物和原核的 RNA 聚合酶,能抑制细菌 DNA 转录合成 RNA,可用于抗结核杆菌

### 产品介绍

强烈抑制哺乳动物和原核的 RNA 聚合酶,能抑制细菌 DNA 转录合成 RNA,可用于抗结核杆菌

### 产品简介:

利 福平(Rifam picin)是一种广谱抗生素,对结核杆菌有较强抗菌作用,对革兰阳性或阴性菌、亦有不同程度的抗菌性, CAS 号为

13292-46-1，分子量为 822.94。其抑菌作用在于抑制原核生物和哺乳动物的 RNA 多聚酶，从而阻止 DNA、蛋白质合成。在生物学上，常用于从细菌中去除质粒。临床上，利福平可以用于治疗结核病、肠球菌感染等。Rifampicin solution 主要用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。