

## YT 培养基(2×,pH7.0)

### 摘要

繁殖 M13 噬菌体

### 产品介绍

繁殖 M13 噬菌体无菌溶液。主要由酵母提取物、蛋白胨、氯化钠等组成,其中酵母提取物、蛋白胨浓度均高于平普通 LB 培养基。经高压灭菌处理。

YT 培养基可用于多种细菌培养。YT 培养基(2×)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠等组成,其浓度比常规 LB 培养基高,经

15psi 高压灭菌 20min。