

GUS 染色液(即用型)

摘要

用于转基因植物的 GUS 基因表达的简易检测。

产品介绍

用于转基因植物的 GUS 基因表达的简易检测。染色原理是适宜的反应条件下, β -葡萄糖苷酶(GUS)可将 X-Gluc 水解成蓝色物质, 该物质不溶解于转基因的细胞核组织中的靛蓝物质, 具有 GUS 活性的部位或位点呈现蓝色或蓝色斑点, 可用肉眼或显微镜观察到。