

ML-310 自动酶标洗板机——技术参数

产品特点

- 中文大屏幕液晶显示，菜单式操作
- 可选择整板清洗或个别板条清洗模式
- 8、12 多种清洗通道可供选择
- 支持两点吸液，每孔清洗液残留量 $\leq 1\mu\text{l}$
- 具有微孔板底部冲洗功能，保证洗板彻底
- 具有震荡和浸泡功能，降低反应过程中的干扰性吸附
- 可对清洗液压力进行微调，适合各种特殊清洗要求
- 可调冲洗时间和管路冲洗，有效避免管路堵塞
- 适用于平底、U 型底、V 型底等各种底型微孔板
- 可储存 100 个以上用户自定义洗板程序
- 可选配残/废液溢出液面感应器

技术参数

- 清洗模式：整板模式、个别板条模式
- *清洗通道：8 或 12 通道
- 清洗次数：1-99 次可调
- 清洗条数：1-12 排可调
- 浸泡时间：0-24 小时可调
- 振板时间：0-600 秒可调
- *洗液残留： $\leq 1\mu\text{L}/\text{孔}$
- *加液容量：50-3000 μL ，以 10 μL 为间距可调
- 加液精度： $\leq 2.0\%$
- 洗液时间：0.1-9.9 秒
- *储存容量：100 个以上用户自定义洗板程序
- *清洗方式：具有两点吸液、底部冲洗、清洗液压力微调功能

