

3-吡啶磺酸说明书

中文名称：3-吡啶磺酸

英文名称：3-Pyridinesulfonic acid

其他名称：吡啶-3-磺酸

CAS 号：636-73-7

$C_5H_5NO_3S=159.16$

级别：AR



含量： $\geq 98.0\%$

性状(以下信息仅供参考)： 白色至类白色粉末或晶体,溶于水，难溶于甲醇，不溶于醚、苯和三氯乙烷。熔点： $>300^{\circ}\text{C}$

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存： RT