

3,5-二硝基水杨酸说明书

中文名称：3,5-二硝基水杨酸

英文名称：3,5-Dinitrosalicylic acid; 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid; 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid

其他名称：3,5-二硝基邻羟基苯甲酸；2-羟基-3,5-二硝基苯甲酸

CAS 号：609-99-4

C₇H₄N₂O₇=228.12

级别：CP

含量： $\geq 98.0\%$

熔点： $171\sim 174^{\circ}\text{C}$

乙醇溶解试验： 合格

灼烧残渣： $\leq 0.1\%$

性状(以下信息仅供参考)： 黄色片状结晶。易溶于热水。溶于乙醇、苯和乙醚，微溶于冷水。有刺激性

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考) 检定葡萄糖。比色测定淀粉酶。

保存： RT