

## 3, 5-二甲基-3-己醇说明书

中文名称：3, 5-二甲基-3-己醇

英文名称：3,5-Dimethyl-3-hexanol; Ethylisobutylmethylcarbinol; 3-Hydroxy-3,5-dimethylhexane

其他名称：乙基异丁基甲基甲醇；3-羟基-3,5-二甲基己烷

CAS 号：4209-91-0

$C_8H_{18}O=130.23$

级别：BR

纯度： $\geq 98.0\%$

性状(以下信息仅供参考)：油状液体。沸点( $\pm$ ) $158^{\circ}\text{C}$ 、(+) $152\sim 153^{\circ}\text{C}$ 、(-) $152^{\circ}\text{C}$ 。折光率( $n_{21\text{D}}$ )( $\pm$ ) $1.4268$ 、 $(n_{25\text{D}})$ (+) $1.4241$ 、 $(n_{18\text{D}})$ (-) $1.4277$ 。比旋光度  $[\alpha]_{26\text{D}}$ (+) $+0.77^{\circ}$ 、(-) $-2.72^{\circ}$ 。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT