

3,4-乙烯二氧噻吩说明书

中文名称：3,4-乙烯二氧噻吩

英文名称：EDOT；3,4-Ethylenedioxythiophene；2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin

其他名称：3,4-乙撑二氧噻吩；3,4-乙烯基二氧噻吩；3,4-乙撑基二氧噻吩；2,3-二氢噻吩并(3,4-B)-1,4-二氧六环；2,3-二氢噻吩并[3,4-B][1,4]二烯

CAS 号：126213-50-1

$C_6H_6O_2S=142.17$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$ (GC)

相对密度：1.3410~1.3450

折光率：1.5750~1.5790

水份： $\leq 0.1\%$

性状(以下信息仅供参考): 无色至黄色液体。水中溶解度为 2.1g/L，
气味有轻微不愉悦气味。属导电聚合物单体。沸点 225℃，闪点：
104℃

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)在合成金纳米颗粒中作还原剂



保存：2~8℃