

2,4,6-三吡啶基三嗪说明书

中文名称：2,4,6-三吡啶基三嗪

英文名称：TPTZ； 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine； 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine

其他名称：2,4,6-三(2-吡啶基)-1,3,5-三嗪； 2,4,6-三（2-吡啶基）均三嗪； 2,4,6-三（2-吡啶基）三嗪； 2,4,6-反式 2-吡啶基三嗪

CAS 号：3682-35-7

$C_{18}H_{12}N_6=312.33$

级别：BR

含量: $\geq 98.0\%$

熔点: 247~252℃

性状(以下信息仅供参考): 白色或淡黄色至米黄色粉末。溶于甲

醇:100mg/ml

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)光度
法测铁 Fe(II) 和总铁

保存: 2~8℃