

2,2-联喹啉-4,4-二羧酸钠说明书

中文名称：2,2-联喹啉-4,4-二羧酸钠

英文名称：BCA; Bicinchoninic acid disodium salt; 4,4' -Dicarboxy-2,2' -biquinoline disodium salt, Disodium 2,2' -biquinoline-4,4' -dicarboxylate, 2,2' -Biquinoline-4,4' -dicarboxylic acid disodium salt

其他名称：4,4-二羧基-2, 2-联喹啉二钠；2,2-联喹啉-4,4-二甲酸二钠；双喹啉-4-羧酸二钠盐

CAS 号：979-88-4

C₂₀H₁₀N₂Na₂O₄ • xH₂O=388.28 (anhydrous basis)



级别：BR

含量：≥98.0%

性状(以下信息仅供参考)：淡黄色粉末

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于测定蛋白质的浓度

保存：2~8℃