

正辛酸乙酯说明书

中文名称： 正辛酸乙酯

英文名称： Ethyl octanoate; Ethyl caprylate

其他名称： 辛酸乙酯； 羊脂酸乙酯； 亚羊脂酸乙酯

CAS 号： 106-32-1

$C_{10}H_{20}O_2=172.27$

级别： CP

含量： $\geq 98.0\%$

密度： 0.866~0.870g/ml

折光率：1.415~1.420

酸度：≤1.0

性状(以下信息仅供参考): 无色澄明易流动液体。有菠萝香。能与乙醇和乙醚混溶,不溶于水和甘油。相对密度(d174)0.878。熔点-48℃。沸点 207~209℃。折光率(n20D)1.4178。闪点 75℃。

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途

保存: RT