

柚皮苷说明书

中文名称：柚皮苷

英文名称：Naringin;

其他名称：柚甙；橙皮甙；柚皮素-7-鼠李葡萄糖苷；柚苷；柑桔
苷；柚皮甙；7-[[2-O-(6-脱氧-A-L-甘露吡喃基)-B-D-葡萄吡喃基]氧代]-
2,3-二氢-5-羟基-2-(4-羟苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮

CAS 号：10236-47-2

C₂₇H₃₂O₁₄=580.54

级别：BR

含量: $\geq 98.0\%$

比旋光度: $+89 \sim +92^{\circ}$ ($c=1$, ethanol)

水分: $4.0 \sim 9.0\%$

性状(以下信息仅供参考): 白色或浅黄色结晶粉末。有苦味。对湿敏感。40℃时 1g 溶于 1000ml 水, 在 75℃时溶于 10ml 水, 溶于丙酮、乙醇和热乙酸。熔点 171℃(二水合物)。比旋光度 $[\alpha]_{19D} -82^{\circ}$ (乙醇溶液中)。

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。

保存: RT