

银丝说明书

中文名称：银丝

英文名称：Silver； Silver metal

其他名称：银

CAS 号：7440-22-4

Ag=107.87

级别：3N

规格: 0.1×50mm

含量: ≥99.9%

性状(以下信息仅供参考): 白色有光泽的面心立方结构的金属。商品常制成箔、粒、丝、粉、网、绒和海绵等形状。性柔软。延展性仅次于金,是热和电的优良导体。与水和大气中的氧不起反应,遇臭氧、硫化氢和硫变成黑色。对大多数酸呈惰性。能很快溶于稀硝酸和热的浓硫酸,盐酸能腐蚀其表面,在空气中或氧存在下溶于熔融的氢氧化碱、过氧化碱和氰化碱。多数银盐对光敏感,在许多酸中不溶。相对密度(d15)10.49。熔点 960.5℃。沸点约 2000℃。

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)微量分析。

保存: RT