

乙二胺四乙酸三钾盐说明书

中文名称：乙二胺四乙酸三钾盐

英文名称：EDTA-3K; Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt
dihydrate; EDTA tripotassium salt dihydrate

其他名称：EDTA 三钾盐二水合物; EDTA-三钾

CAS 号：65501-24-8

$C_{10}H_{13}N_2O_8K_3 \cdot 2H_2O = 442.54$

级别：AR

含量： $\geq 99.0\%$

pH（0.1M 水溶液，25℃）： 7.0~9.0

水溶性试验： 合格

熔点： 182℃

性状(以下信息仅供参考)： 白色结晶粉末

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于去除酶催化反应中痕量的金属抑制剂。医学检验中用于制备抗凝剂、抗凝管、真空抗凝管、配套全血分析仪。

保存： RT